

CORE Universal Guide KIT

CORE Universal Guide KIT 사양

Order Code : CUGK

하악 전치부

Narrow Sleeve 전용



Tissue Punch

치은 제거 시 사용




Bone Flatter

불규칙한 Bone을 평탄화할 때 사용



Guide Drill

Fixture 직경별로 사용



Space for private use

T.A Drill

Template Anchor 사전 드릴링 시 사용



Template Anchor

Template 고정 시 사용



F.A Driver

Fixing Anchor 식립 시 사용



Fixing Anchor

Template 고정 시 사용



Drill Length Check

Guide Drill Selection Guide

Cortical Drill Depth Guide

Cortical Drill

단단한 본 삭제 시 사용



D1 D2

